



Kuparimaski pitää taudin- aiheuttajat ulkopuolella

Copper Inside -kuparimaski on
itsesteriloituva kuparin ansiosta.



Kuparimaski

Suu-nenäsuojus, joka kuparin ansiosta desinfioi itseään. Kuparin viruksilta ja bakteereilta suojaavat ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Kuparimaskia ei tarvitse pestä käytön jälkeen ja sitä voi käyttää niin kauan kuin pysyy ehjänä. Suojaa myös käyttäjää - ei ainoastaan muita. Estää ilmassa olevien organismien leviämisen.



Heinäkuussa 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan Copper inside -kuparimaski alentaa SARS-CoV-2:n viruksen kykyä infektoida yli 99,9 %:lla 1 minuutin kuluessa kosketuksesta. Tutkimuksen määrittäykset tehtiin TCID50- ja PCR-analyysillä, määrittämällä infektoivien virusten pitoisuutta.

Kuparimaski Copper Inside Tyyppi IIR

3-kerroksinen kuparimaski
CE-luokka 1. IIR Type.
TUV:n tarkastama, FDA hyväksytty.

Koodi	Kuvaus	Tilausmäärä
13387	Copper Inside Tyyppi IIR 3-kerroksinen 5 kpl	1 PKT



ISANTI

Morokiventie 3
04300 Tuusula
+358 400 556 517
myynti@isanti.fi